



Update ZaWin32 – ZaWin4

Gentile cliente,

Con ZaWin4® abbiamo il piacere di presentarvi la nuova generazione della rinomata famiglia di prodotti ZaWin. ZaWin4 è stato riprogrammato completamente con delle nuove e attuali tecnologie in modo da essere pronto per le esigenze odierne e future. Nonostante questo completo nuovo sviluppo del software, nell'utilizzo e nella gestione quotidiana del programma poco è cambiato. All'inizio va sicuramente investito un po' di tempo finché ci si abitui alle nuove icone, ma in seguito siamo sicuri che vi troverete bene con la nuova interfaccia grafica del programma. Se poi non doveste trovare qualche funzione potete sempre riaprire e lavorare nel vecchio ZaWin32 esistente, i due sistemi possono infatti funzionare in parallelo.

ZaWin4 è la piattaforma per il futuro per quel che concerne l'integrazione di nuove funzioni e desideri dei clienti. Per questo motivo l'ottimizzazione e lo sviluppo futuro delle funzionalità avverrà solo ancora in ZaWin4.

Se dopo l'Update doveste desiderare una formazione per ZaWin4 potete contattarci direttamente a questo proposito. Vi mostreremo volentieri tutte le interessanti novità che già oggi sono state realizzate in ZaWin4 e che invece non sono disponibili in ZaWin32 (ad es. formulari nella cartella clinica, gestione pendenze, funzioni di avviso, formulari durante l'introduzione di prestazioni, ...).


Vi auguriamo buon lavoro con ZaWin4!

Il vostro Team Martisoft SA

Eseguire l'Update

Dopo che la vostra licenza sarà stata attivata per l'Update (dovete prima comunicare alla nostra hotline che desiderate fare l'aggiornamento) potete scaricare ed eseguire direttamente l'aggiornamento da ZaWin32 tramite Internet.

1. Avviare ZaWin32
2. Scegliere nel Menu: <Extras> – <Leggere dischetto MEAG>
3. Scegliere l'opzione Esplorare Internet
4. Scegliete poi l'opzione: Scaricare installazione ZaWin4 e in seguito cliccare sul bottone Avanti




Il programma di installazione sarà quindi scaricato. Questa procedura può durare diversi minuti.

5. Alla fine ZaWin32 verrà chiuso e si avvierà l'esecuzione dell'installazione di ZaWin4.
6. Prima che la vera e propria installazione di ZaWin 4 abbia inizio può darsi che verrà installato il .Net-Framework che sarà in questo caso scaricato direttamente da Internet.

In Rete:

Dopo avere eseguito i punti 1-6 su di una postazione, potete eseguire direttamente il programma di installazione anche su tutti gli altri:

Menu: <Extras> – <Leggere dischetto MEAG>



Configurazioni dopo l'installazione

In linea di massima ZaWin4 riprende le stesse configurazioni di ZaWin32. Alcune opzioni locali non possono però essere riprese automaticamente e devono essere reimpostate manualmente.


Dopo l'installazione vanno reinseriti i seguenti parametri:

- Scanner / formati di scansione (nel caso uno scanner sia collegato al computer e utilizzato tramite ZaWin)
- Videocamera (nel caso in cui una Videocamera sia collegata)
- Sincronizzazione Agenda – Outlook (se questa funzione è utilizzata con ZaWin32)
- Ed importante da sapere: Le pendenze inserite nell'agenda non saranno riprese dato che la nuova gestione delle pendenze è stata riprogrammata completamente.

Impostare Scanner




Avviate ZaWin4 e scegliete nel Menu l'opzione <Extras>-<Optioni locali>. Scegliete quindi nella parte sinistra l'opzione Scanner.



Videocamera

Avviate ZaWin4 e scegliete il nel Menu l'opzione <Extras>- <Opzioni locali>. Scegliete quindi nella parte sinistra l'opzione - Immagini.



Sincronizzazione Agenda - Outlook

Se in ZaWin32 avete utilizzato questa funzione dovete riconfigurarla. I dati non andranno persi!

A questo scopo scegliete nel Menu Agenda:

<File> - <Importare / esportare appuntamenti> - <Sincronizzare appuntamenti>

Sono già predefiniti 3 profili, potete utilizzarli così o modificarli oppure creare un nuovo profilo.

Le pendenze non vengono riprese

Le pendenze che erano state inserite in Agen non vengono riprese da ZaWin4. Una nuova versione migliorata e più completa di questa funzione sarà però integrata in ZaWin4.

Lavorare in generale con ZaWin4

L'utilizzo di ZaWin4 e di ZaWin32 sono nella logica del programma identiche. In generale sono state riviste le maschere delle finestre con meno bottoni e box di scelta, questo perché sono stati raggruppati nelle varie icone di scelta delle opzioni, le funzionalità sono state tuttavia mantenute. In modo da permetterle una rapida introduzione alle nuove icone eccole una piccola lista delle funzioni più utilizzate:

Generali:



Navigare all'interno di un assistente



Salvare dati



Scelta: qui trovate raggruppate tutte le opzioni e funzioni che non vengono visualizzate direttamente.



Visualizzazione: qui potete scegliere cosa e come visualizzare a schermo



Aggiungere dati



Elaborare dati



Impostazioni: Possono essere eseguite delle impostazioni inerenti il contenuto della pagina attuale

Dossier paziente:



Dati anagrafici











Anamnesi







Osservazioni




Categorie

-  Debitori (Il Simbolo può variare a seconda dello stato dei debitori)
-  Recall
-  Testo CC
-  Status grafico (KGWin)
-  Documenti
-  Immagini
-  Pendenze
-  Sommario
Pianificazione

Visualizzazione dello stato delle cure:

-  Cura in elaborazione
-  Cura terminata pronta per la fatturazione
-  Fattura stampata
-  Fattura pagata

Configurazione dei parametri

In modo da non dovere più sfogliare tutte le opzioni del programma per trovare quella desiderata, esiste ora la novità seguente: selezionate nel dossier paziente (treeview) la rubrica desiderata ed in seguito cliccate sul simbolo  in alto nella barra di stato, in questo modo avrete subito le opzioni corrispondenti.

Breve carrellata delle nuove funzioni

Con l'installazione di ZaWin4 avete ora a disposizione diverse nuove funzionalità che non erano invece disponibili in ZaWin32.

- Gestione pendenze
- Inserimento di avvisi
- Nuovo designer di formulari
- Formulari per la cartella clinica
- Formulari per le pendenze
- Visualizzare immagini per dente nello status
- Elaborare gli appuntamenti Agenda con il formato ICS
- Diverse Lingue del programma possibili (traduzione automatica)

- Gestione pendenze

La gestione pendenze è stata completamente riprogrammata e rielaborata per migliorarne le funzionalità. In questo modo possono ora essere inserite pendenze per pazienti, si possono aggiungere introduzioni paziente e una pendenza può generare degli avvertimenti.

- Funzioni di avviso

Per utilizzare questa funzione dovete prima attivarla nelle opzioni locali: <Opzioni locali-Paziente – Pendenze>. Qui cliccate poi selezionare quali avvertimenti per quale curante volete visualizzare su questa postazione. Se questa funzione è attivata potrete in seguito anche generare avvisi tramite gli appuntamenti dell'agenda, in modo che verrete avvisati prima di un appuntamento.

- Scaricare formulari da Internet

Ci sono diversi nuovi formulari che potete scaricare direttamente da Internet. A questo scopo scegliete il Menu di ZaWin4 <Extras> - <Inserire opzioni MEAG> poi <Internet >ed in seguito cliccare sul bottone formulari. Sulla prossima schermata sarà disponibile anche un'anteprima dei formulari prima di scaricarli.

I formulari saranno in seguito direttamente disponibili nel vostro ZaWin4 e possono essere adattati a piacimento o copiati.

- Formulare per la cartella clinica

Come nuova funzione si possono ora, oltre ai normali testi, inserire anche formulari direttamente nella cartella clinica. Questa è un'interessante possibilità per inserire dati in modo grafico e standardizzato. In Internet potete trovare diversi esempi di formulari già relizzati che potete adattare a vostro piacimento. Questi formulari possono anche essere integrati durante l'introduzione di prestazioni o con lo status grafico in modo che vengano visualizzati automaticamente al momento giusto.

Formazione ZaWin4

ZaWin4 vi offre molte nuove possibilità. Queste funzionalità sono in parte subito visibili, mentre altre piuttosto nascoste. In modo da potere approfittare in modo ottimale della nuova versione offriamo la possibilità di seguire un'apposita formazione. A questo scopo potete trasmetterci gli ambiti che più vi interessano o semplicemente ricevere una formazione generale. Contattateci in caso di interesse e potremo così fissare un appuntamento.

Visualizzazione e regolazione dei colori e delle finestre

Il Setup di ZaWin4 non imposta automaticamente il programma in una configurazione di colori ottimale e moderna. Per questo motivo vi consigliamo, dopo avere eseguito l'aggiornamento, di impostare ancora le finestre ed i colori secondo le impostazioni manuali indicate sotto.

Per fare questo occorre andare nella finestra Visualizza/Adattare Design ed eseguire poi queste configurazioni:

